

# PACE® Modelo 300

TRES CÁMARAS TEMPORALES  
MARCAPASOS CARDÍACO



El primer marcapasos externo de tres cámaras del mundo para estimulación biventricular temporal (CRT)

## Aspectos destacados del PACE® Modelo 300

- Tres terminales de ritmo dedicados
- Resincronización en pacientes con baja fracción de eyección
- Salida de voltaje constante para una captura cardíaca confiable (similar a los marcapasos permanentes)
- Ajuste variable de AV- y VV-Delay
- La función Auto Sense traza automáticamente las amplitudes de onda P / R ks y ajusta las sensibilidades auriculares y ventriculares respectivamente
- P y R Amplitudes de onda mide al presionar la tecla PAUSE (Pausa)
- Cambio rápido y fácil de la batería: no hay necesidad de preocuparse por el orden de la batería (una sola batería de 9 V)
- Servicio de por vida



P/N 2005

## Especificaciones

## PACE® Modelo 300

Modos	DDD (BV, R, L), VVI (BV, R, L), AAI, VDD (BV, R, L) D00 (BV, R, L), V00 (BV, R, L), A00, DVI (BV, R, L), DAI (BV, R, L), VAT (BV, R, L), AAT, DDD+AT, DAT (BV, R, L), DDI (BV, R, L)	
Velocidades de estimulación básicas	30 – 220 ppm	
Tasas de estimulación auricular rápida	70 – 1,000 ppm	
Amplitud de salida	0.1 – 18 V	
Ancho de pulso	0.05 – 1.5 ms	
Retardo V-V	5 – 80 ms	
Umbral de sensibilidad	Atrio: 0.2 – 20 mV	Ventrículo: 1.0 – 20 mV
Período refractario	250 ms	
Dimensiones	21.7 cm x 9.6 cm x 5.1 cm (8.9" x 3.8" x 2.0")	
Peso incl. Batería	490 g (17.3 ounces)	
Tipo de batería	9V Type 6LP3146 Alkalina	
Duración de la batería	Alcalina: Hasta 5 días (72 ppm, 8.0 V)	

Es posible que los productos y opciones no estén disponibles en todas las regiones o países. Comuníquese con [mail@osypkamed.com](mailto:mail@osypkamed.com) para conocer la disponibilidad en su región y país y para obtener más información.

### Osyпка Medical GmbH

Albert-Einstein-Strasse 3  
12489 Berlin, Germany  
Phone: +49 (30) 6392 8300  
Fax: +49 (30) 6392 8301  
E-Mail: [mail@osypkamed.com](mailto:mail@osypkamed.com)  
[www.osypkamed.com](http://www.osypkamed.com)

### United States of America: Osyпка Medical, Inc.

dba. Cardiotronic  
La Jolla, CA 92037, USA  
Phone: +1 (858) 454 0600  
Fax: +1 (858) 454 0640  
E-Mail: [mail@cardiotronic.net](mailto:mail@cardiotronic.net)  
[www.cardiotronic.net](http://www.cardiotronic.net)

PACE y los logotipos son marcas comerciales de Osyпка Medical.